

Brochure del prodotto

08.08.2026

# KERN 344-096

Kit di pesi, M1, 1 g - 10 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine, in valigetta di alluminio


ITALIANO



## CONTATTI

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

| Modello     | Descrizione                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 314-090-600 | Astuccio per peso in alluminio 314-090-600 (per valori nominali 1 g - 10 kg   per classi E1 - M2   per formato Bottone/compact) |

SERVIZI

| Modello  | Descrizione                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 920-717  | Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-717 |
| 962-622  | Certificato di calibrazione DAkKS 962-622                 |
| 962-622R | Ricalibrazione DAkKS 962-622R                             |

## Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi