

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 344-096

Conjunto de pesos, M1, 1 g - 10 kg, Botão, aço inox virado fino, em caixa de alumínio

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
314-090-600	Caixa de peso em alumínio 314-090-600 (para valores nominais 1 g - 10 kg para classes E1 - M2 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-717	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-717
962-622	Certificado de calibração DAKKS 962-622
962-622R	Recalibração DAKKS 962-622R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis