

KERN 344-096

KERN

Gewichtenset, M1, 1 g - 10 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 314-090-600

Pictogrammen

STANDARD



1 DAY

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	344

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 10 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M1

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	610×260×235 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid
Aantal gewichten	17
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-622
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-622

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	610×260×235 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	24 kg
Brutogewicht ca.	28 kg
Verzendgewicht	28 kg