


KERN 346-000-000

Panier de poids individuel pour poids blocs

KERN



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Support de rangement des poids

Système de mesure

OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	M1

Forme de construction

Forme poids	Panier de poids
Matériau	inox

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-600
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1000×500×500 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids d'expédition	50 kg

Pictogrammes

STANDARD

