


Folleto del producto

08.08.2026

# KERN 346-022-005

Cestas para pesas de bloque, calibradas según la clase OIML M1

ESPAÑOL



## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com

## CARACTERÍSTICAS

- Cesta para pesas preconfigurada para comprobar balanzas de suelo, para palés, carretillas elevadoras de pesaje, balanzas de grúa, etc. Sirve al mismo tiempo para guardar las pesas
- La cesta y las pesas pueden así colocarse en un solo paso sobre la balanza, lo que se ahorra tiempo y dinero
- La cesta de las pesas está ajustados en la clase de precisión M1 de OIML. Se pueden suministrar también otras clases de precisión OIML, consúltenos
- Valor de peso de la cesta de pesas, clase M1 de OIML: 20 kg
- Equipo posible, pesas de bloque, clase M1 de OIML: 5×20 kg
- Peso total máximo (cesta de pesas con sus pesas): 120 kg
- Tolerancia  $\pm 1$  g

## PICTOGRAMAS

Estándar



## ACCESORIOS

| Modelo | Descripción                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 346-08 | Peso de prueba 346-08 (Clase OIML M1, Valore nominale 20 kg, Bloqueo, acero inoxidable)         |
| 346-78 | Peso de prueba 346-78 (Clase OIML M1, Valore nominale 20 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado) |
| 346-88 | Peso de prueba 346-88 (Clase OIML M1, Valore nominale 20 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado)    |
| 356-78 | Peso de prueba 356-78 (Clase OIML M2, Valore nominale 20 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado) |
| 356-88 | Peso de prueba 356-88 (Clase OIML M2, Valore nominale 20 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado)    |
| 366-78 | Peso de prueba 366-78 (Clase OIML M3, Valore nominale 20 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado) |
| 366-88 | Peso de prueba 366-88 (Clase OIML M3, Valore nominale 20 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado)    |

## SERVICIOS

| Modelo   | Descripción                              |
|----------|------------------------------------------|
| 962-645  | Certificado de calibración DAkkS 962-645 |
| 962-645R | Recalibración DAkkS 962-645R             |

## Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día