


Brochure produit

08.08.2026

KERN 346-022-005

Panier de poids pour poids blocs, ajusté selon la classe OIML M1

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

CARACTÉRISTIQUES

- Support de rangement des poids, préconfiguré pour contrôler les balances au sol, les pèse-palettes, les transpalettes peseurs, les balances à grue fortes charges etc. Ils servent également à ranger les poids
- Le support de rangement des poids et les poids peuvent ainsi être placés en une étape sur la balance, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent
- Le support de rangement des poids est ajusté dans la classe de précision OIML M1. D'autres classes de précision OIML sont également livrables. Merci de nous consulter
- Valeur de poids support de rangement des poids, OIML-Classe M1 : 20 kg
- Equipement possible, poids blocs, OIML-Classe M1 : 5×20 kg
- Poids total maximum (support de rangement des poids, poids incl.) : 120 kg
- Tolérance ± 1 g

PICTOGRAMMES

De série



ACCESSOIRES

Modèle	Description
346-08	Poids spécifique 346-08 (Classe OIML M1, Valeur nominale 20 kg, Bloc, inox)
346-78	Poids spécifique 346-78 (Classe OIML M1, Valeur nominale 20 kg, Bloc Eco, fonte laqué)
346-88	Poids spécifique 346-88 (Classe OIML M1, Valeur nominale 20 kg, Bloc, fonte laqué)
356-78	Poids spécifique 356-78 (Classe OIML M2, Valeur nominale 20 kg, Bloc Eco, fonte laqué)
356-88	Poids spécifique 356-88 (Classe OIML M2, Valeur nominale 20 kg, Bloc, fonte laqué)
366-78	Poids spécifique 366-78 (Classe OIML M3, Valeur nominale 20 kg, Bloc Eco, fonte laqué)
366-88	Poids spécifique 366-88 (Classe OIML M3, Valeur nominale 20 kg, Bloc, fonte laqué)

SERVICES

Modèle	Description
962-645	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-645
962-645R	Réétalonnage DAkkS 962-645R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour