


Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 346-022-005

Cesto per pesi a blocco, regolato secondo la classe OIML M1

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARATTERISTICHE

- Cestello singolo per il controllo di bilance da pavimento per carichi pesanti, bilance per pallet, Transpallet pesatori, bilance da gru ecc. Serve allo stesso tempo anche per la conservazione dei pesi
- Così, con una sola operazione, è possibile appoggiare sulla bilancia cesto e pesi, risparmiando tempo e denaro
- Il cesto per i pesi è aggiustato nelle classi di precisione OIML M1. Su richiesta sono disponibili anche altre classi di precisione OIML
- Valore di peso del cesto, classe OIML M1: 20 kg
- Possibile attrezzatura, pesi a blocco, classe OIML M1: 5×20 kg
- Peso totale massimo (cesto incluso pesi): 120 kg
- Tolleranza ± 1 g

PITTOGRAMMI

Di serie



ACCESSORI

Modello	Descrizione
346-08	Peso di prova 346-08 (classe OIML M1, valore nominale 20 kg, Blocco, acciaio inossidabile)
346-78	Peso di prova 346-78 (classe OIML M1, valore nominale 20 kg, Blocco Eco, ghisa laccata)
346-88	Peso di prova 346-88 (classe OIML M1, valore nominale 20 kg, Blocco, ghisa laccata)
356-78	Peso di prova 356-78 (classe OIML M2, valore nominale 20 kg, Blocco Eco, ghisa laccata)
356-88	Peso di prova 356-88 (classe OIML M2, valore nominale 20 kg, Blocco, ghisa laccata)
366-78	Peso di prova 366-78 (classe OIML M3, valore nominale 20 kg, Blocco Eco, ghisa laccata)
366-88	Peso di prova 366-88 (classe OIML M3, valore nominale 20 kg, Blocco, ghisa laccata)

SERVIZI

Modello	Descrizione
962-645	Certificato di calibrazione DAkkS 962-645
962-645R	Ricalibrazione DAkkS 962-645R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno