


Brochura do produto

08.08.2026

KERN 346-022-005

Cesto de pesos para pesos em bloco, calibrados segundo a classe M1 OIML

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

CARACTERÍSTICAS

- Cesto de pesos padronizado para a aferição de balanças de chão para cargas elevadas, balanças de paletes, porta-paletes de pesagem, balanças de grua, servindo igualmente para guardar os pesos
- O cesto de pesos e os pesos podem ser colocados na balança numa só operação, poupando assim tempo e dinheiro
- O cesto de pesos é ajustado na classe de exatidão M1 da OIML. Também podem ser fornecidas outras classes de exatidão da OIML sob consulta
- Valor do peso cesto para pesos, classe OIML M1: 20 kg
- Colocação possível, pesos dos blocos, classe OIML M1: 5×20 kg
- Peso total máximo (cesto de pesos incl. pesos): 120 kg
- Tolerância ± 1 g

PICTOGRAMAS

De série



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
346-08	Peso de teste 346-08 (Classe OIML M1, Valor nominal 20 kg, Bloco, aço inox)
346-78	Peso de teste 346-78 (Classe OIML M1, Valor nominal 20 kg, Bloco Eco, ferro fundido lacado)
346-88	Peso de teste 346-88 (Classe OIML M1, Valor nominal 20 kg, Bloco, ferro fundido lacado)
356-78	Peso de teste 356-78 (Classe OIML M2, Valor nominal 20 kg, Bloco Eco, ferro fundido lacado)
356-88	Peso de teste 356-88 (Classe OIML M2, Valor nominal 20 kg, Bloco, ferro fundido lacado)
366-78	Peso de teste 366-78 (Classe OIML M3, Valor nominal 20 kg, Bloco Eco, ferro fundido lacado)
366-88	Peso de teste 366-88 (Classe OIML M3, Valor nominal 20 kg, Bloco, ferro fundido lacado)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
962-645	Certificado de calibração DAkkS 962-645
962-645R	Recalibração DAkkS 962-645R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia