


KERN 346-022-005

KERN

Gewichtskorb für Blockgewichte justiert nach OIML-Klasse M1



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etais
Produktgruppe	Gewichtskorb

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	20 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	1 g

Bauform

Bauform Gewicht	Gewichtskorb
Material	Edelstahl

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-645
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1000×500×500 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Bruttogewicht ca.	20 kg
Versandgewicht	50 kg