


KERN 346-022-005

KERN

Panier de poids pour poids blocs, ajusté selon la classe OIML M1



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Support de rangement des poids

Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	20 kg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	M1
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	1 mg

Forme de construction

Forme poids	Panier de poids
Matériau	inox

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-645
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1000×500×500 mm
Poids net	20 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	20 kg
Poids brut env.	20 kg
Poids d'expédition	50 kg