


Productbrochure

08.08.2026

KERN 346-052-010

Gewichtenmand voor blokgewichten, afgesteld naar OIML-klasse M1

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

KENMERKEN

- Gestandaardiseerde gewichtenmand voor het controleren van zwaar belastbare vloerweegschalen, palletweegschalen, weeg-hefwagens, kraanweegschalen enz. dienen tegelijkertijd ook voor het opbergen van de gewichten
- Gewichtenmand en gewichten kunnen zo in één stap op de weegschaal worden gezet, wat tijd en geld bespaart
- De gewichtenmand is afgesteld conform de OIML-nauwkeurigheidsklassen M1. Andere OIML-nauwkeurigheidsklassen zijn ook leverbaar, op aanvraag
- Gewichtswaarde gewichtenmand, OIML-klasse M1: 50 kg
- Mogelijke uitrusting, blokgewichten, OIML klasse M1: 10×20 kg
- Maximaal totaalgewicht (mand inclusief gewichten): 250 kg
- Tolerantie $\pm 2,5$ g

PICTOGRAMMEN

Standaard



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
346-08	Testgewicht 346-08 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 20 kg, Blok, edelstaal)
346-78	Testgewicht 346-78 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 20 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt)
346-88	Testgewicht 346-88 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 20 kg, Blok, gietijzer gelakt)
356-78	Testgewicht 356-78 (OIML-klasse M2, Nominale waarde 20 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt)
356-88	Testgewicht 356-88 (OIML-klasse M2, Nominale waarde 20 kg, Blok, gietijzer gelakt)
366-78	Testgewicht 366-78 (OIML-klasse M3, Nominale waarde 20 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt)
366-88	Testgewicht 366-88 (OIML-klasse M3, Nominale waarde 20 kg, Blok, gietijzer gelakt)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
962-646	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-646
962-646R	DAkKS-rekalibratie 962-646R

KERN Overzicht pictogrammen



Palletverzending door expediteur: De interne productleveringstermijn bedraagt twee dagen