


KERN 346-055-004

KERN

Panier de poids pour poids blocs, ajusté selon la classe OIML M1



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Support de rangement des poids

Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	50 kg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	M1
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	2,5 mg

Forme de construction

Forme poids	Panier de poids
Matériau	inox

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-646
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	810×380×390 mm
Poids net	50 kg
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	50 kg
Poids brut env.	55 kg
Poids d'expédition	55 kg