


Brochura do produto

08.08.2026

KERN 346-055-009

Cesto de pesos para pesos em bloco, calibrados segundo a classe M1 OIML

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

CARACTERÍSTICAS

- Cesto de pesos padronizado para a aferição de balanças de chão para cargas elevadas, balanças de paletes, porta-paletes de pesagem, balanças de grua, servindo igualmente para guardar os pesos
- O cesto de pesos e os pesos podem ser colocados na balança numa só operação, poupando assim tempo e dinheiro
- O cesto de pesos é ajustado na classe de exatidão M1 da OIML. Também podem ser fornecidas outras classes de exatidão da OIML sob consulta
- Valor do peso cesto para pesos, classe OIML M1: 50 kg
- Colocação possível, pesos dos blocos, classe OIML M1: 9×50 kg
- Peso total máximo (cesto de pesos incl. pesos): 500 kg
- Tolerância $\pm 2,5$ g

PICTOGRAMAS

De série



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
346-09	Peso de teste 346-09 (Classe OIML M1, Valor nominal 50 kg, Bloco, aço inox)
346-79	Peso de teste 346-79-2023a (Classe OIML M1, Valor nominal 50 kg, Bloco Eco, ferro fundido lacado)
346-79	Peso de teste 346-79 (Classe OIML M1, Valor nominal 50 kg, Bloco Eco, ferro fundido lacado)
346-89	Peso de teste 346-89 (Classe OIML M1, Valor nominal 50 kg, Bloco, ferro fundido lacado)
356-79	Peso de teste 356-79 (Classe OIML M2, Valor nominal 50 kg, Bloco Eco, ferro fundido lacado)
356-89	Peso de teste 356-89 (Classe OIML M2, Valor nominal 50 kg, Bloco, ferro fundido lacado)
366-79	Peso de teste 366-79 (Classe OIML M3, Valor nominal 50 kg, Bloco Eco, ferro fundido lacado)
366-89	Peso de teste 366-89 (Classe OIML M3, Valor nominal 50 kg, Bloco, ferro fundido lacado)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
962-646	Certificado de calibração DAkkS 962-646
962-646R	Recalibração DAkkS 962-646R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Expedição de paletes por agente de expedição: o prazo de disponibilização interna do produto é de dois dias