


# KERN 346-055-009

# KERN

Panier de poids pour poids blocs, ajusté selon la classe OIML M1



## Pictogrammes

STANDARD



### Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Support de rangement des poids

### Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	50 kg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	M1
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	2,5 mg

### Forme de construction

Forme poids	Panier de poids
Matériau	inox

### Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-646
--	---------

### Emballage & expédition

Délais de livraison	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1040×635×370 mm
Poids net	50 kg
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	50 kg
Poids brut env.	50 kg
Poids d'expédition	50 kg