


Folleto del producto

08.08.2026

KERN 346-065-009

Cestas para pesas de bloque, calibradas según la clase OIML M1

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARACTERÍSTICAS

- Cesta para pesas preconfigurada para comprobar balanzas de suelo, para palés, carretillas elevadoras de pesaje, balanzas de grúa, etc. Sirve al mismo tiempo para guardar las pesas
- La cesta y las pesas pueden así colocarse en un solo paso sobre la balanza, lo que se ahorra tiempo y dinero
- La cesta de las pesas está ajustados en la clase de precisión M1 de OIML. Se pueden suministrar también otras clases de precisión OIML, consúltenos
- Valor de peso de la cesta de pesas, clase M1 de OIML: 60 kg
- Equipo posible, pesas de bloque, clase M1 de OIML: 8×50 kg + 2×20 kg
- Peso total maximo (cesta de pesas con sus pesas): 500 kg
- Tolerancia ± 3 g

PICTOGRAMAS

Estándar



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
346-08	Peso de prueba 346-08 (Clase OIML M1, Valore nominale 20 kg, Bloqueo, acero inoxidable)
346-09	Peso de prueba 346-09 (Clase OIML M1, Valore nominale 50 kg, Bloqueo, acero inoxidable)
346-78	Peso de prueba 346-78 (Clase OIML M1, Valore nominale 20 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado)
346-79	Peso de prueba 346-79-2023a (Clase OIML M1, Valore nominale 50 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado)
346-79	Peso de prueba 346-79 (Clase OIML M1, Valore nominale 50 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado)
346-88	Peso de prueba 346-88 (Clase OIML M1, Valore nominale 20 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado)
346-89	Peso de prueba 346-89 (Clase OIML M1, Valore nominale 50 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado)
356-78	Peso de prueba 356-78 (Clase OIML M2, Valore nominale 20 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado)
356-79	Peso de prueba 356-79 (Clase OIML M2, Valore nominale 50 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado)
356-88	Peso de prueba 356-88 (Clase OIML M2, Valore nominale 20 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado)
356-89	Peso de prueba 356-89 (Clase OIML M2, Valore nominale 50 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado)
366-78	Peso de prueba 366-78 (Clase OIML M3, Valore nominale 20 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado)
366-79	Peso de prueba 366-79 (Clase OIML M3, Valore nominale 50 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado)
366-88	Peso de prueba 366-88 (Clase OIML M3, Valore nominale 20 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado)

Modelo	Descripción
366-89	Peso de prueba 366-89 (Clase OIML M3, Valore nominale 50 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-351	Marca de las pesas de control (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-351
962-646	Certificado de calibración DAkkS 962-646
962-646R	Recalibración DAkkS 962-646R

ESPAÑOL

Resumen de pictogramas de KERN



Envío de paletas: el plazo de entrega interno del producto es de dos días