


Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 346-065-009

Cesto per pesi a blocco, regolato secondo la classe OIML M1

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

CARATTERISTICHE

- Cestello singolo per il controllo di bilance da pavimento per carichi pesanti, bilance per pallet, Transpallet pesatori, bilance da gru ecc. Serve allo stesso tempo anche per la conservazione dei pesi
- Così, con una sola operazione, è possibile appoggiare sulla bilancia cesto e pesi, risparmiando tempo e denaro
- Il cesto per i pesi è aggiustato nelle classi di precisione OIML M1. Su richiesta sono disponibili anche altre classi di precisione OIML
- Valore di peso del cesto, classe OIML M1: 60 kg
- Possibile attrezzatura, pesi a blocco, classe OIML M1: 8×50 kg + 2×20 kg
- Peso totale massimo (cesto incluso pesi): 500 kg
- Tolleranza ± 3 g

PITTOGRAMMI

Di serie



ACCESSORI

Modello	Descrizione
346-08	Peso di prova 346-08 (classe OIML M1, valore nominale 20 kg, Blocco, acciaio inossidabile)
346-09	Peso di prova 346-09 (classe OIML M1, valore nominale 50 kg, Blocco, acciaio inossidabile)
346-78	Peso di prova 346-78 (classe OIML M1, valore nominale 20 kg, Blocco Eco, ghisa laccata)
346-79	Peso di prova 346-79-2023a (classe OIML M1, valore nominale 50 kg, Blocco Eco, ghisa laccata)
346-79	Peso di prova 346-79 (classe OIML M1, valore nominale 50 kg, Blocco Eco, ghisa laccata)
346-88	Peso di prova 346-88 (classe OIML M1, valore nominale 20 kg, Blocco, ghisa laccata)
346-89	Peso di prova 346-89 (classe OIML M1, valore nominale 50 kg, Blocco, ghisa laccata)
356-78	Peso di prova 356-78 (classe OIML M2, valore nominale 20 kg, Blocco Eco, ghisa laccata)
356-79	Peso di prova 356-79 (classe OIML M2, valore nominale 50 kg, Blocco Eco, ghisa laccata)
356-88	Peso di prova 356-88 (classe OIML M2, valore nominale 20 kg, Blocco, ghisa laccata)
356-89	Peso di prova 356-89 (classe OIML M2, valore nominale 50 kg, Blocco, ghisa laccata)
366-78	Peso di prova 366-78 (classe OIML M3, valore nominale 20 kg, Blocco Eco, ghisa laccata)
366-79	Peso di prova 366-79 (classe OIML M3, valore nominale 50 kg, Blocco Eco, ghisa laccata)
366-88	Peso di prova 366-88 (classe OIML M3, valore nominale 20 kg, Blocco, ghisa laccata)

Modello	Descrizione
366-89	Peso di prova 366-89 (classe OIML M3, valore nominale 50 kg, Blocco, ghisa laccata)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-351	Marcatura dei pesi di prova (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-351
962-646	Certificato di calibrazione DAkkS 962-646
962-646R	Ricalibrazione DAkkS 962-646R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Spedizione pallet tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di due giorni