


Productbrochure

08.08.2026

KERN 346-065-009

Gewichtenmand voor blokgewichten, afgesteld naar OIML-klasse M1

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

KENMERKEN

- Gestandaardiseerde gewichtenmand voor het controleren van zwaar belastbare vloerweegschalen, palletweegschalen, weeg-hefwagens, kraanweegschalen enz. dienen tegelijkertijd ook voor het opbergen van de gewichten
- Gewichtenmand en gewichten kunnen zo in één stap op de weegschaal worden gezet, wat tijd en geld bespaart
- De gewichtenmand is afgesteld conform de OIML-nauwkeurigheidsklassen M1. Andere OIML-nauwkeurigheidsklassen zijn ook leverbaar, op aanvraag
- Gewichtswaarde gewichtenmand, OIML-klasse M1: 60 kg
- Mogelijke uitrusting, blokgewichten, OIML klasse M1: 8×50 kg + 2×20 kg
- Maximaal totaalgewicht (mand inclusief gewichten): 500 kg
- Tolerantie ± 3 g

PICTOGRAMMEN

Standaard



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
346-08	Testgewicht 346-08 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 20 kg, Blok, edelstaal)
346-09	Testgewicht 346-09 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 50 kg, Blok, edelstaal)
346-78	Testgewicht 346-78 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 20 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt)
346-79	Testgewicht 346-79-2023a (OIML-klasse M1, Nominale waarde 50 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt)
346-79	Testgewicht 346-79 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 50 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt)
346-88	Testgewicht 346-88 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 20 kg, Blok, gietijzer gelakt)
346-89	Testgewicht 346-89 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 50 kg, Blok, gietijzer gelakt)
356-78	Testgewicht 356-78 (OIML-klasse M2, Nominale waarde 20 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt)
356-79	Testgewicht 356-79 (OIML-klasse M2, Nominale waarde 50 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt)
356-88	Testgewicht 356-88 (OIML-klasse M2, Nominale waarde 20 kg, Blok, gietijzer gelakt)
356-89	Testgewicht 356-89 (OIML-klasse M2, Nominale waarde 50 kg, Blok, gietijzer gelakt)
366-78	Testgewicht 366-78 (OIML-klasse M3, Nominale waarde 20 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt)
366-79	Testgewicht 366-79 (OIML-klasse M3, Nominale waarde 50 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt)
366-88	Testgewicht 366-88 (OIML-klasse M3, Nominale waarde 20 kg, Blok, gietijzer gelakt)

Model	Beschrijving
366-89	Testgewicht 366-89 (OIML-klasse M3, Nominale waarde 50 kg, Blok, gietijzer gelakt)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
962-646	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-646
962-646R	DAkKS-rekalibratie 962-646R

KERN Overzicht pictogrammen



Palletverzending door expediteur: De interne productleveringstermijn bedraagt twee dagen