

# KERN 346-07

**KERN**

Peso individual, Classe OIML M1, 10 kg, Bloco, aço inox



## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	193×96×117 mm
Peso líquido	10 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envio	10 kg

## Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 346-070-600

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	346

## Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	1389
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	115
Peso de teste - densidade (kg/m <sup>3</sup> )	7200
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m <sup>3</sup> )	600
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	3000
Peso de teste - valor nominal	10 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	500 mg

## Desenho

Forma de construção peso	Bloco
Dimensões peso (L×P×A)	193×96×117 mm
Material	aço inox

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-644
Número do artigo para calibração DAkKS	962-644