

KERN 346-070-600

KERN

Estojo protegido por alumínio para pesos individuais (Bloco, 10 kg Block)



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo protegido por alumínio

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	F1 - M3
Estojo adequado para valores de peso nominal	10 kg Block
Desenho de peso adequado para a caixa	Bloco

Desenho

Dimensões (L×P×A)	260×157×152 mm
Material	alumínio
Estojo - Peso mais pequeno possível	10 kg
Estojo - Maior peso possível	10 kg

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	260×157×152 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,4 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envio	1,35 kg