

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 346-08

Peso singolo, classe OIML M1, 20 kg, Blocco, acciaio inossidabile

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
317-280	Guanti 317-280 (cotone, 1 paio)
317-290	Guanti 317-290 (pelle, cotone, 1 paio)
346-080-600	Astuccio per peso in alluminio 346-080-600 (per valori nominali 20 kg Block per classi F1 - M3 per formato Block)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-351	Marcatura dei pesi di prova (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-351
962-645	Certificato di calibrazione DAkkS 962-645
962-645R	Ricalibrazione DAkkS 962-645R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi