

KERN 346-080-600

KERN

Estojo protegido por alumínio para pesos individuais (Bloco, 20 kg Block)



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo protegido por alumínio

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	F1 - M3
Estojo adequado para valores de peso nominal	20 kg Block
Desenho de peso adequado para a caixa	Bloco

Desenho

Dimensões (L×P×A)	310×195×182 mm
Material	alumínio
Estojo - Peso mais pequeno possível	20 kg
Estojo - Maior peso possível	20 kg

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	340×210×210 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,8 kg
Peso bruto aprox.	1,8 kg
Peso de envio	3 kg

Pictogramas