

KERN 346-09

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 50 kg, Bloco, aço inox



Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	295×158×191 mm
Peso líquido	50 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	50 kg
Peso bruto aprox.	50 kg
Peso de envio	50 kg

Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 346-090-600

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	346

Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm ³)	6944
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	579
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7200
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	600
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	3000
Peso de teste - valor nominal	50 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	2,5 g

Desenho

Forma de construção peso	Bloco
Dimensões peso (L×P×A)	295×158×191 mm
Material	aço inox

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-646
Número do artigo para calibração DAkKS	962-646