

# KERN 346-090-600

**KERN**

Estojo protegido por alumínio para pesos individuais (Bloco, 50 kg Block)



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo protegido por alumínio

## Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	F1 - M3
Estojo adequado para valores de peso nominal	50 kg Block
Desenho de peso adequado para a caixa	Bloco

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	340×215×235 mm
Material	alumínio
Estojo - Peso mais pequeno possível	50 kg
Estojo - Maior peso possível	50 kg

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	340×215×235 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,6 kg
Peso bruto aprox.	2,6 kg
Peso de envio	3,4 kg

## Pictogramas