

KERN 346-82

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 200 kg, Peso da carga pesada, ferro fundido envernizado



Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	465×340×291 mm
Peso líquido	200 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	200 kg
Peso bruto aprox.	200 kg
Peso de envio	200 kg

Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo	nicht verfügbar
Estojo - madeira Número do artigo	nicht verfügbar

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	346

Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm ³)	27778
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	2315
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7100
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	600
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	3000
Peso de teste - valor nominal	200 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	10 g

Desenho

Forma de construção peso	Peso da carga pesada
Dimensões peso (L×P×A)	465×340×291 mm
Material	ferro fundido envernizado

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-692
--	---------