

KERN 346-83

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 500 kg, Peso da carga pesada, ferro fundido envernizado

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	346

Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm ³)	69444
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	5787
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7100
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	600
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	3000
Peso de teste - valor nominal	500 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	25 g

Desenho

Forma de construção peso	Peso da carga pesada
Dimensões peso (L×P×A)	750×500×314 mm
Material	ferro fundido envernizado

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-693
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	750×500×314 mm
Peso líquido	500 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	500 kg
Peso bruto aprox.	500 kg
Peso de envio	500 kg

Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo	nicht verfügbar
Estojo - madeira Número do artigo	nicht verfügbar