

# KERN 346-84

# KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 1000 kg, Peso da carga pesada, ferro fundido envernizado

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	346

## Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	138889
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	11574
Peso de teste - densidade (kg/m <sup>3</sup> )	7100
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m <sup>3</sup> )	600
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	3000
Peso de teste - valor nominal	1000 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	50 g

## Desenho

Forma de construção peso	Peso da carga pesada
Dimensões peso (L×P×A)	750×500×500 mm
Material	ferro fundido envernizado

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-694
--	---------

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	750×500×500 mm
Peso líquido	1000 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	1000 kg
Peso bruto aprox.	1000 kg
Peso de envio	1000 kg

## Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo	nicht verfügbar
Estojo - madeira Número do artigo	nicht verfügbar