

KERN 347-009-400

KERN

Étui en plastique pour poids individuels (Bouton/compact, 1 mg - 500 mg (einzeln))

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en plastique

Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1 - M2
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	1 mg - 500 mg (einzeln)
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (Ø×H)	24×51 mm
Matériau	plastiques
Étui - Plus petit poids possible	1 mg
Étui - Poids le plus élevé possible	500 mg

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	24×24×51 mm
Poids net	0,02 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg