

KERN 347-009-400

KERN

Astuccio di plastica per pesi individuali (Bottone/compact, 1 mg - 500 mg (einzeln))



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Astuccio di plastica

Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	E1 - M2
Caso adatto ai valori di peso nominale	1 mg - 500 mg (einzeln)
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

Design

Dimensioni (Ø×A)	24×51 mm
Materiale	plastica
Valigia - Peso minimo possibile	1 mg
Caso - Peso massimo possibile	500 mg

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	24×24×51 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Pittogrammi

STANDARD

