

# KERN 347-009-400

**KERN**

Estuche de plástico para pesos individuais (Botão/compacto, 1 mg - 500 mg (einzel))

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estuche de plástico

## Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M2
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 mg - 500 mg (einzel)
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

## Desenho

Dimensões (Ø×A)	24×51 mm
Material	plásticos
Estojo - Peso mais pequeno possível	1 mg
Estojo - Maior peso possível	500 mg

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	24×24×51 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg