

# KERN 347-01

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 1 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

Meetsysteem	
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	0,125
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0016
Testgewicht - dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	140
Testgewicht - nominale waarde	1 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1 mg

Ontwerp	
Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	6×6 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid

Diensten	
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-631
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-631

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	6×6×6 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

## Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-030-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-010-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-010-200

## Pictogrammen

### STANDARD

