

KERN 347-01

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 1 g, Botão, aço inox virado fino



Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	6×6×6 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	347-030-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-010-600
Estojo - madeira Número do artigo	337-010-200

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - volume (cm ³)	0,125
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0016
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7950
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	140
Peso de teste - valor nominal	1 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	1 mg

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	6×6 mm
Material	aço inox virado fino

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-631
Número do artigo para calibração DAkKS	962-631