

KERN 347-02

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 2 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid



Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	6×6×11 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-030-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-020-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-020-200

Pictogrammen

STANDARD



1 DAY

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - volume (cm ³)	0,25
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0031
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	140
Testgewicht - nominale waarde	2 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1,2 mg

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	6×11 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-632
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-632