

# KERN 347-02

**KERN**

Peso individual, Classe OIML M1, 2 g, Botão, aço inox virado fino



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

## Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	0,25
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	0,0031
Peso de teste - densidade (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m <sup>3</sup> )	140
Peso de teste - valor nominal	2 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	1,2 mg

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	6×11 mm
Material	aço inox virado fino

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-632
Número do artigo para calibração DAkKS	962-632

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	6×6×11 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

## Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	347-030-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-020-600
Estojo - madeira Número do artigo	337-020-200

## Pictogramas

### STANDARD

