


Brochure produit

08.08.2026

KERN 347-022-005

Panier de poids pour poids de contrôle, ajusté selon la classe OIML M1

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARACTÉRISTIQUES

- Support de rangement des poids, préconfiguré pour contrôler les balances au sol, les pèse-palettes, les transpalettes peseurs, les balances à grue fortes charges etc. Ils servent également à ranger les poids
- Le support de rangement des poids et les poids peuvent ainsi être placés en une étape sur la balance, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent
- Le support de rangement des poids est ajusté dans la classe de précision OIML M1. D'autres classes de précision OIML sont également livrables. Merci de nous consulter
- Valeur de poids support de rangement des poids, OIML-Classe M1 : 20 kg
- Equipement possible, poids de contrôle, OIML-Classe M1: 10×10 kg ou 5×20 kg
- Poids total maximum (support de rangement des poids, poids incl.) : 120 kg
- Tolérance ± 1 g

PICTOGRAMMES

De série



ACCESSOIRES

Modèle	Description
327-141	Poids spécifique 327-141 (Classe OIML F1, Valeur nominale 10 kg, Poids de contrôle, inox poli)
327-151	Poids spécifique 327-151 (Classe OIML F1, Valeur nominale 20 kg, Poids de contrôle, inox poli)
337-141	Poids spécifique 337-141 (Classe OIML F2, Valeur nominale 10 kg, Poids de contrôle, inox finement tourné)
337-151	Poids spécifique 337-151 (Classe OIML F2, Valeur nominale 20 kg, Poids de contrôle, inox finement tourné)
347-141	Poids spécifique 347-141 (Classe OIML M1, Valeur nominale 10 kg, Poids de contrôle, inox finement tourné)
347-151	Poids spécifique 347-151 (Classe OIML M1, Valeur nominale 20 kg, Poids de contrôle, inox finement tourné)

SERVICES

Modèle	Description
920-351	Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351
962-645	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-645

Modèle	Description
962-645R	Réétalonnage DAkkS 962-645R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour