


# KERN 347-022-005

# KERN

Panier de poids pour poids de contrôle, ajusté selon la classe OIML M1



## Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Support de rangement des poids
Famille de produits	347

## Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	20 kg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	M1
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	1 mg

## Forme de construction

Forme poids	Panier de poids
Matériau	inox
Poids total maximal	160 kg

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-645
--	---------

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1000×500×500 mm
Poids net	20 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	20 kg
Poids brut env.	20 kg
Poids d'expédition	50 kg