


KERN 347-022-005

KERN

Cesto de pesos para pesos de controlo calibrados segundo a classe M1 OIML



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Cesto de pesos
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	20 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	1 mg

Desenho

Forma de construção peso	Cesto de peso
Material	aço inox
Peso total máximo	160 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-645
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	1000×500×500 mm
Peso líquido	20 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	20 kg
Peso bruto aprox.	20 kg
Peso de envio	50 kg