

KERN 347-03

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M1, 5 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML)



Número de artículo para calibración DAkkS 962-633

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	8×8×16 mm
Peso neto	0,005 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	347-030-400
Caso - Aluminio Número de artículo	317-030-600
Maletín - Número de artículo de madera	337-030-200

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	347

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - volumen (cm ³)	0,625
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0078
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	7950
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	140
Peso de control - valor nominal	5 g
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	M1
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	1,6 mg

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	8×16,5 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-633
---	---------