

KERN 347-030-400

KERN

Estuche de plástico para pesos individuais (Botão/compacto, 1 g - 5 g)



Pictogramas

STANDARD



Categoria

| | |
|----------------------|---------------------|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Malas & Estojos |
| Grupo de produto | Estuche de plástico |

Sistema de medição

| | |
|--|----------------|
| Estojo adequado para as aulas da OIML | F1 - M3 |
| Estojo adequado para valores de peso nominal | 1 g - 5 g |
| Desenho de peso adequado para a caixa | Botão/compacto |

Desenho

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Dimensões (Ø×A) | 24×51 mm |
| Material | plásticos |
| Estojo - Peso mais pequeno possível | 1 mg |
| Estojo - Maior peso possível | 5 g |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Prazos de fornecimento | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 24×24×51 mm |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 0,05 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,05 kg |
| Peso de envio | 0,1 kg |