

Productbrochure

08.08.2026

KERN 347-042-008

Gewichtenmand voor controlegewichten, afgesteld naar OIML-klasse M1

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

KENMERKEN

- Gestandaardiseerde gewichtenmand voor het controleren van zwaar belastbare vloerweegschalen, palletweegschalen, weeg-hefwagens, kraanweegschalen enz. dienen tegelijkertijd ook voor het opbergen van de gewichten
- Gewichtenmand en gewichten kunnen zo in één stap op de weegschaal worden gezet, wat tijd en geld bespaart
- De gewichtenmand is afgesteld conform de OIML-nauwkeurigheidsklassen M1. Andere OIML-nauwkeurigheidsklassen zijn ook leverbaar, op aanvraag
- Gewichtswaarde gewichtenmand, OIML-klasse M1: 40 kg
- Mogelijke uitrusting, controlegewichten, OIML klasse M1: 16×10 kg resp. 8×20 kg
- Maximaal totaalgewicht (mand inclusief gewichten): 200 kg
- Tolerantie ± 1,5 g

PICTOGRAMMEN

Standaard



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
327-141	Testgewicht 327-141 (OIML-klasse F1, Nominale waarde 10 kg, Controle gewicht, edelstaal gepolijst)
327-151	Testgewicht 327-151 (OIML-klasse F1, Nominale waarde 20 kg, Controle gewicht, edelstaal gepolijst)
337-141	Testgewicht 337-141 (OIML-klasse F2, Nominale waarde 10 kg, Controle gewicht, edelstaal fijn gedraaid)
337-151	Testgewicht 337-151 (OIML-klasse F2, Nominale waarde 20 kg, Controle gewicht, edelstaal fijn gedraaid)
347-141	Testgewicht 347-141 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 10 kg, Controle gewicht, edelstaal fijn gedraaid)
347-151	Testgewicht 347-151 (OIML-klasse M1, Nominale waarde 20 kg, Controle gewicht, edelstaal fijn gedraaid)

DIENTEN

Model	Beschrijving
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
962-646	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-646
962-646R	DAkKS-rekalibratie 962-646R

KERN Overzicht pictogrammen



Palletverzending door expediteur: De interne productleveringstermijn bedraagt twee dagen