


# KERN 347-042-008

# KERN

Panier de poids pour poids de contrôle, ajusté selon la classe OIML M1



## Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Support de rangement des poids
Famille de produits	347

## Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	40 kg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	M1
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	1,5 mg

## Forme de construction

Forme poids	Panier de poids
Matériau	inox

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-646
--	---------

## Emballage & expédition

Délais de livraison	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1000×500×500 mm
Poids net	40 kg
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	40 kg
Poids brut env.	40 kg
Poids d'expédition	50 kg