

KERN 347-05

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 20 g, Botão, aço inox virado fino



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

Sistema de medição

Peso de teste - volume (cm ³)	2,5
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	140
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0313
Peso de teste OIML classe	M1
Peso de teste - valor nominal	20 g
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	2,5 mg
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7950
OIML-conforme	✓
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	2600

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	13×23,5 mm
Material	aço inox virado fino
Tipo de ajuste	Câmara de ajuste - Selo

Serviços

Número do artigo para calibração DAkks	962-635
--	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	13×13×23 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	347-050-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-050-600
Estojo - madeira Número do artigo	337-050-200

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761008687
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION

