

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 347-050-400

Astuccio di plastica per pesi individuali (Bottone/compact, 10 g - 20 g)

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARATTERISTICHE

- Custodia per pesi individuali

PITTOGRAMMI

Di serie



SERVIZI

Modello	Descrizione
920-350	Marcatura mediante incisione laser (marcatura individuale) KERN 920-350

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno