

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 347-052-010

Cesto per pesi di controllo, regolato secondo la classe OIML M1

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARATTERISTICHE

- Cestello singolo per il controllo di bilance da pavimento per carichi pesanti, bilance per pallet, Transpallet pesatori, bilance da gru ecc. Serve allo stesso tempo anche per la conservazione dei pesi
- Così, con una sola operazione, è possibile appoggiare sulla bilancia cesto e pesi, risparmiando tempo e denaro
- Il cesto per i pesi è aggiustato nelle classi di precisione OIML M1. Su richiesta sono disponibili anche altre classi di precisione OIML
- Valore di peso del cesto, classe OIML M1: 50 kg
- Possibile attrezzatura, pesi di calibrazione, classe OIML M1: 20×10 kg risp. 10×20 kg
- Peso totale massimo (cesto incluso pesi): 250 kg
- Tolleranza $\pm 2,5$ g

PITTOGRAMMI

Di serie



ACCESSORI

Modello	Descrizione
327-141	Peso di prova 327-141 (classe OIML F1, valore nominale 10 kg, Peso di controllo, acciaio inossidabile lucidato)
327-151	Peso di prova 327-151 (classe OIML F1, valore nominale 20 kg, Peso di controllo, acciaio inossidabile lucidato)
337-141	Peso di prova 337-141 (classe OIML F2, valore nominale 10 kg, Peso di controllo, acciaio inossidabile tornito fine)
337-151	Peso di prova 337-151 (classe OIML F2, valore nominale 20 kg, Peso di controllo, acciaio inossidabile tornito fine)
347-141	Peso di prova 347-141 (classe OIML M1, valore nominale 10 kg, Peso di controllo, acciaio inossidabile tornito fine)
347-151	Peso di prova 347-151 (classe OIML M1, valore nominale 20 kg, Peso di controllo, acciaio inossidabile tornito fine)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-351	Marcatura dei pesi di prova (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-351
962-646	Certificato di calibrazione DAkkS 962-646

Modello	Descrizione
962-646R	Ricalibrazione DAkkS 962-646R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Spedizione pallet tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di due giorni