

KERN 347-06

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 50 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	18×18×29 mm
Nettogewicht	0,05 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-070-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-060-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-060-200

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - volume (cm ³)	6,25
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0781
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	140
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	4000
Testgewicht - nominale waarde	50 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	3 mg

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	18×29,5 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-636
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-636