

KERN 347-06

KERN

Peso individual, Classe OIML M1, 50 g, Botão, aço inox virado fino



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M1
Família de produto	347

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - volume (cm ³)	6,25
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0781
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7950
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	140
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	4000
Peso de teste - valor nominal	50 g
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	M1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	3 mg

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	18×29,5 mm
Material	aço inox virado fino

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-636
Número do artigo para calibração DAkks	962-636

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	18×18×29 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	347-070-400
Estojo - alumínio Número do artigo	317-060-600
Estojo - madeira Número do artigo	337-060-200

Pictogramas

STANDARD

