


KERN 347-062-022

KERN

Panier de poids pour poids de contrôle, ajusté selon la classe OIML M1



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Support de rangement des poids
Famille de produits	347

Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	60 kg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	M1
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	3 mg

Forme de construction

Forme poids	Panier de poids
Matériau	inox

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-646
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1000×500×500 mm
Poids net	60 kg
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	60 kg
Poids brut env.	60 kg
Poids d'expédition	60 kg