

# KERN 347-07

**KERN**

Peso singolo, classe OIML M1, 100 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M1
Famiglia di prodotti	347

## Sistema di misura

Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )	12,5
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )	0,1563
Peso di calibrazione - densità (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m <sup>3</sup> )	140
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	2600
Peso di calibrazione - valore nominale	100 g
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	M1
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	5 mg

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	22×39 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine

## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-637
Numero di articolo per calibrazione DAkKS	962-637

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	22×22×39 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

## Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo	347-070-400
Caso - Alluminio Codice articolo	317-070-600
Caso - Legno Numero di articolo	337-070-200

## Pittogrammi

### STANDARD

