

# KERN 347-07

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 100 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid



## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	22×22×39 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

## Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-070-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-070-600
Etui - Hout Artikelnummer	337-070-200

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

## Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	12,5
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,1563
Testgewicht - dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	140
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2600
Testgewicht - nominale waarde	100 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	5 mg

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	22×39 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-637
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-637