

KERN 347-070-400

KERN

Kunststoff-Etui für Einzelgewichte (Knopf/Kompakt, 50 g - 100 g)



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etuis
Produktgruppe	Kunststoff-Etui

Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	F1 - M3
Etui passend für Gewichtsennwerte	50 g - 100 g
Geeignete Bauform für Etui	Knopf/Kompakt

Bauform

Abmessungen (Ø×H)	24×51 mm
Material	Kunststoff
Etui - Kleinstes mögliches Gewicht	50 g
Etui - Größtes mögliches Gewicht	100 g

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	24×24×51 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Piktogramme

STANDARD

