

KERN 347-070-400

KERN

Estuche de plástico para pesos individuais (Botão/compacto, 50 g - 100 g)



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estuche de plástico

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	F1 - M3
Estojo adequado para valores de peso nominal	50 g - 100 g
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Dimensões (Ø×A)	24×51 mm
Material	plásticos
Estojo - Peso mais pequeno possível	50 g
Estojo - Maior peso possível	100 g

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	24×24×51 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg